



A cama acima apresentada é comercializada em separado pelos seguintes componentes: estrado, carro, cabeceiras+guardas laterais / The bed shown above is commercialized separately by the following components: platform bed, car, headboards + side rails / Le lit ci-dessus est commercialisé séparément par les composants suivants: sommier lit, Chariot, têtes de lit + barrières Latérales / La cama arriba indicada se comercializa por separado por los siguientes componentes: somieres, carro, cabeceras + barandillas laterales

REF.	10.CM.6079	10.CM.6071	10.AC.1141
Descrição / Description / Descripción	Estrado Elétrico trip. p/ cama de sistema elevador / Tripartite electric platform bed for lifting system bed / Sommier électrique tripartite pour lit de système de levage / Sommier Elétrico tripartito para cama de sistema elevador	Sistema elevador elétrico p/ cama / Electric lifting system for bed / Système de levage électrique de lit / Sistema elevador eléctrico para cama	Conjunto Cabeceiras e Grades modelo Ondulado / Headboards and siderails set wavy model / Ensemble de Têtes de lit et barrières latérales modèle ondulé / Conjunto Cabeceras y barandillas modelo Ondulado
Material Artigo / Material Article / Matériel Article / Material artículo	Estrutura em Aço acabamento Epoxy, réguas de madeira / Steel Structure Epoxy Finishing, Wooden Slats / Structure en acier finition époxy, lattes en bois / Estructura en Acero Acabado Epoxy, lamas de madera	Estrutura em Aço acabamento Epoxy / Steel Structure Epoxy Finishing / Structure en acier Finition époxy / Estructura en Acero Acabado Epoxy	Cabeceiras com painel em melamina e orla em madeira. Grades em MDF / Headboards with melamine panel and wooden edge. Siderails in MDF / Têtes de lit avec panneau en mélamine et bordures en bois. Barrières latérales en MDF / Cabeceros con panel en melamina y orla en madera. Barandillas en MDF
Dimensões totais do leito / Total bed dimensions / Dimensions générales du lit / Dimensiones totales de lo lecho	1900x900mm		
Peso máximo paciente / Maximum patient weight / Poids maximum patient / Peso máximo paciente	135kg		
Dimensões Artigo / Dimensions Article / Article Dimensions / Dimensiones Artículo	1960x1060x(410-790)mm		
Peso Líquido / Net Weight / Poids Net / Peso Neto	115kg		
Peso Bruto / Gross Weight / Poids Brut / Peso Bruto	Total : 119kg Estrado / Platform Bed / Sommier / Somier: 46kg Carro / Trolley / Chariot / Carro: 35kg Conjunto Cabeceiras / Headboard Set / Ensembles dossierets / Conjunto cabeceras: 23kg Grades / Siderails / Barrières Latérales / Barandillas: 15kg		
Volume Bruto / Gross Volume / Volume Brut / Volumen Bruto	Total : 1m³ Estrado / Platform Bed / Sommier / Somier : 0,384m ³ Carro / Trolley / Chariot / Carro: 0,475m ³ Conjunto Cabeceiras / Headboard Set / Ensembles dossierets / Conjunto cabeceras: 0,125m ³ Grades / Siderails / Barrières Latérales / Barandillas: 0,041m ³		