

LIGNUM



REF.	10.CM.6028
Descrição / Description Description / Descripción	Cama Elétrica trip. (réguas) estrutura faia s/ rodas / Tripartite Electric Bed (Slats) beech structure without wheels / Lit électrique tripartite (lattes) structure en hêtre sans roues / Cama eléctrica tripartita (lamas) estructura haya sin ruedas
Material Artigo / Material Article Materiél Article / Material artículo	Estrutura em madeira faia, estrado com estrutura em aço acabamento Epoxy e réguas de madeira / Structure in beech wood, platform bed with steel structure Epoxy finishing and wooden Slats / Structure en hêtre, sommier avec structure en acier Finition époxy et lattes en bois / Estructura de madera de haya, estrado con estructura en acero acabado Epoxy y lamas de madera
Dimensões totais do leito / Total bed dimensions / Dimensions générales du lit / Dimensiones totales de lo lecho	1900x900mm
Peso máximo paciente Maximum patient weight Poids maximum patient Peso máximo paciente	135kg
Dimensões Artigo Dimensions Article Article Dimensions Dimensiones Artículo	2020x960x500mm
Peso Líquido / Net Weight Poids Net / Peso Neto	60kg
Peso Bruto / Gross Weight Poids Brut / Peso Bruto	Total: 63kg Estrado / Platform Bed / Sommier / Somier: 45kg Conjunto Cabeceiras / Headboard Set / Ensembles dossierets / Conjunto cabeceras: 15kg Longarinas / Girders / Longerons / Longarinas: 3kg
Volume Bruto / Gross Volume Volume Brut / Volumen Bruto	Total: 0,634m³ Estrado / Platform Bed / Sommier / Somier: 0,384m ³ Conjunto Cabeceiras / Headboard Set / Ensembles dossierets / Conjunto cabeceras: 0,209m ³ Longarinas / Girders / Longerons / Longarinas: 0,041m ³



REF.	10.CM.6029
Descrição / Description Description / Descripción	Cama Manual trip. (réguas) estrutura faia s/ rodas / Tripartite manual Bed (Slats) beech structure without wheels / Lit manuel tripartite (lattes) structure en hêtre sans roues / Cama manual tripartita (lamas) estructura haya sin ruedas
Material Artigo / Material Article Materiél Article / Material artículo	Estrutura em madeira faia, estrado com estrutura em aço acabamento Epoxy e réguas de madeira / Structure in beech wood, platform bed with steel structure Epoxy finishing and wooden Slats / Structure en hêtre, sommier avec structure en acier Finition époxy et lattes en bois / Estructura de madera de haya, estrado con estructura en acero acabado Epoxy y lamas de madera
Dimensões totais do leito Total bed dimensions Dimensions générales du lit Dimensiones totales de lo lecho	1900x900mm
Peso máximo paciente Maximum patient weight Poids maximum patient Peso máximo paciente	135kg
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article / Article Dimensions Dimensiones Artículo	2020x960x500mm
Peso Líquido / Net Weight Poids Net / Peso Neto	55kg
Peso Bruto / Gross Weight Poids Brut / Peso Bruto	Total: 58kg Estrado / Platform Bed / Sommier / Somier: 40kg Conjunto Cabeceiras / Headboard Set / Ensembles dossierets / Conjunto cabeceras: 15kg Longarinas / Girders / Longerons / Longarinas: 3kg
Volume Bruto / Gross Volume Volume Brut / Volumen Bruto	Total: 0,634m³ Estrado / Platform Bed / Sommier / Somier: 0,384m ³ Conjunto Cabeceiras / Headboard Set / Ensembles dossierets / Conjunto cabeceras: 0,209m ³ Longarinas / Girders / Longerons / Longarinas: 0,041m ³