




REF.	10.CM.6120	10.CM.6120.O
Descrição / Description Description / Descripción	Cama Hospitalar Modelo Inês Cabeceiras ABS e leito em fenólico / Hospital Bed Model Inês Headboards ABS and Bed in Phenolic / Lit d' hôpital modèle Inês, têtes de lits ABS et lit en Phénolique / Cama Hospitalaria Modelo Inês, cabeceros ABS y Lecho en Fenólico	Cama Hospitalar Modelo Inês Cabeceiras em aço inoxidável e fenólico e leito em fenólico / Hospital Bed Model Inês Stainless Steel and Phenolic Headboards and Bed in Phenolic / Lit d' hôpital modèle Inês, têtes de lits en acier inoxydable et Phénolique, lit en Phénolique / Cama Hospitalaria Modelo Inês Cabeceros en Acero Inoxidable y Fenólico y Lecho en Fenólico
Dimensões totais do leito / Total bed dimensions Dimensions générales du lit Dimensiones totales de la cama	1855x875mm	
Peso máximo paciente / Maximum patient weight Poids maximum patient / Peso máximo paciente	170 kg	
Peso Líquido / Net Weight / Poids Net / Peso Neto	55 kg	56 kg
Peso Bruto / Gross Weight / Poids Brut / Peso Bruto	60 kg	61 kg
Volume Bruto / Gross Volume Volume Brut / Volumen Bruto	1m ³	



CORES VINIS DISPONÍVEIS
AVAILABLE VINYL COLORS
COULEURS VINYLE DISPONIBLES
COLORES VINOLOS DISPONIBLES

- ORANGE RAL2008
- GREEN LIME
- SKY BLUE
- GRAY RAL 9006

INÊS



Altura máxima / Maximum height
/ Hauteur maximale / Altura máxima – 780mm;



Altura mínima / Minimum height
/ Hauteur minimale / Altura mínima – 400mm;



Anti-trendelenburg - 14,1°



Trendelenburg - 16,0°



Leito em Compacto Fenólico / Bed in compact Phenolic / Lit en compact Phénolique / Lecho en Fenólico;



Comando do Paciente / Patient's command / Commande du patient / Mando de paciente;



Roda com Travão Central / Wheel with Central Brake / Roue avec frein centrale / Rueda con Freno Central;

Material Artigo Material Article Matériel Article Material articulo	Estrutura em tubo retangular em Aço com acabamento epoxy Structure in Steel rectangular tube with epoxy finishing Structure en acier tubulaire rectangulaire avec finition époxy Estructura de tubo de acero rectangular con pintura epoxy
Dimensões exteriores da cama com acessórios External dimensions of the bed with accessories Dimensions extérieures du lit avec des accessoires Dimensiones externas de la cama con accesorios	2080x965x400-780mm
Dimensão da secção das Costas / Back section dimension Dimension de la section Dossier / Dimensión de la sección espalda	600x875mm
Dimensão da secção Fixa / Fixed section dimension Dimension de la section fixe / Dimensión del sección fija	400x875mm
Dimensão da secção das Pernas / Leg section dimension Dimension section Jambes / Dimensión de la sección de las piernas	390x875mm
Dimensão da secção dos Pés / Foot section dimension Dimension de la section pieds / Dimensión de la sección pies	425x875mm
Ângulo da secção das costas Back section angle Angle de la section dossier Ángulo de sección de la espalda	0° - 70°
Ângulo da secção das coxas Thigh section angle Angle de la section des cuisses Ángulo de la sección de los muslos	0° - 14,1°
Ângulo entre a secção das costas e as coxas Angle between back and thigh section Angle entre la section du dos et des cuisses Ángulo entre la sección de la espalda y los muslos	97,5°
Ângulo entre a secção das pernas e o estrado Angle between the leg section and the platform bed Angle entre la section des jambes et le sommier Ángulo entre la sección de las piernas y lo somier	0° - 4,4°
Carga máxima admissível / Maximum allowable load Charge maximal admissible / Carga máxima admisible	240 kg