


MESAS CABECEIRA / LEITO


BEDSIDE / OVERBED TABLE . TABLE DE CHEVET / TABLE À MANGER
MESITA DE NOCHE / MESITA CON ATRIL



CORES VINIS DISPONÍVEIS
AVAILABLE VINYL COLORS
COULEURS VINYLE DISPONIBLES
COLORES VINILOS DISPONIBLES

- ORANGE RAL2008
- GREEN LIME
- SKY BLUE
- GRAY RAL 9006


REF.	10.ME.1822
Descrição / Description Description / Descripción	Mesa Cabeceira e Comer no Leito em ABS / Bedside Table and Overbed Table in ABS Table de chevet et de manger au lit en ABS / Mesita de noche con atril en ABS
Material Artigo / Material Article Materiél Article / Material articulo	Estrutura em aço com acabamento epoxy + colunas em alumínio + carenagens em ABS Steel structure with epoxy finish + aluminum + ABS Structure en acier avec finition epoxy + colonnes aluminium + ABS Estructura de acero con acabado epoxy + columnas de aluminio + ABS
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	600-832x477x740+900-1440mm
Peso máximo admissível / Admissible maximum weight Poids maximum admissible / Peso máximo admisible	30kg
Peso Líquido / Net Weight / Poids Net / Peso Neto	29kg
Peso Bruto / Gross Weight / Poids Brut / Peso Bruto	30kg
Volume Bruto / Gross Volume / Volume Brut / Volumen Bruto	0,375m ³



CORES VINIS DISPONÍVEIS
AVAILABLE VINYL COLORS
COULEURS VINYLE DISPONIBLES
COLORES VINILOS DISPONIBLES

- ORANGE RAL2008
- GREEN LIME
- SKY BLUE
- GRAY RAL 9006

REF.	10.ME.1821
Descrição / Description Description / Descripción	Mesa Cabeceira em ABS / Bedside Table in ABS / Table de chevet en ABS / Mesa de noche en ABS
Material Artigo / Material Article Materiél Article / Material articulo	Estrutura em aço com acabamento epoxy + colunas em alumínio + carenagens em ABS Steel structure with epoxy finish + aluminum + ABS Structure en acier avec finition epoxy + colonnes aluminium + ABS Estructura de acero con acabado epoxy + columnas de aluminio + ABS
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	530x470x740mm
Peso máximo admissível / Admissible maximum weight Poids maximum admissible / Peso máximo admisible	30kg
Peso Líquido / Net Weight / Poids Net / Peso Neto	25kg
Peso Bruto / Gross Weight / Poids Brut / Peso Bruto	26kg
Volume Bruto / Gross Volume / Volume Brut / Volumen Bruto	0,202m ³



REF.	10.ME.1823
Descrição / Description Description / Descripción	Mesa Comer no Leito c/ Tampo em ABS / Overbed table with Table top in ABS Table à manger au lit avec plateau en ABS / Mesita con atril y tapa en ABS
Material Artigo / Material Article Materiél Article / Material articulo	Estrutura em aço com acabamento epoxy + Aço inoxidável + tabuleiro em ABS Steel structure with epoxy finish + Stainless Steel + table in ABS Structure en acier avec finition epoxy + acier inoxydable + plateau en ABS Estructura de acero con acabado epoxy + acero inoxidable + tapa en ABS
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	600-832x438x870-1360mm
Peso máximo admissível / Admissible maximum weight Poids maximum admissible / Peso máximo admisible	30kg
Peso Líquido / Net Weight / Poids Net / Peso Neto	13kg
Peso Bruto / Gross Weight / Poids Brut / Peso Bruto	14kg
Volume Bruto / Gross Volume / Volume Brut / Volumen Bruto	0,317m ³