


REF.	10.CM.6087	10.CM.6087.C
Descrição / Description Description / Descripción	Cama Infantário Articulada c/ 4 tacos Articulated pediatric bed with 4 end caps Lit articulé avec 4 embouts Cama articulada pediátrica c/ 4 conteras	Cama Infantário Articulada c/ 4 rodas Articulated pediatric bed with 4 wheels Lit articulé avec 4 roues Cama articulada pediátrica c/ 4 ruedas
Material Artigo / Material Article Materiél Article / Material artículo	Estrutura em Aço com acabamento em epoxy com tacos de borracha / Steel Structure with Epoxy Finishing with Rubber end caps / Structure en acier avec finition époxy avec des embouts de caoutchouc / Estructura en Acero con acabado en epoxi con conteras de caucho	Estrutura em Aço com acabamento em epoxy com rodas de 75mm / Steel structure with epoxy finishing with 75mm wheels / Structure en acier avec finition époxy avec des roues de 75mm / Estructura en Acero con acabado en epoxi con ruedas de 75mm
Dimensões totais do leito / Total bed dimensions / Dimensions générales du lit Dimensiones totales de lo lecho	1600x600mm	
Peso máximo paciente / Maximum patient weight Poids maximum patient / Peso máximo paciente	100kg	
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	1656x721x1504mm	
Peso Líquido / Net Weight / Poids Net / Peso Neto	55,5kg	56kg
Peso Bruto / Gross Weight / Poids Brut / Peso Bruto	57kg	57,5kg
Volume Bruto / Gross Volume Volume Brut / Volumen Bruto	0,411m ³	0,411m ³



REF.	10.CM.6085	10.CM.6086
Descrição / Description Description / Descripción	Cama Infantário Articulada c/ 4 tacos Articulated pediatric bed with 4 caps Lit articulé avec 4 embouts Cama articulada pediátrica c/ 4 conteras	
Material Artigo / Material Article Materiél Article / Material artículo	Estrutura em Aço com acabamento em epoxy com tacos de borracha Steel Structure with Epoxy Finishing with Rubber end caps Structure en acier avec finition époxy avec des embouts de caoutchouc Estructura en Acero con acabado en epoxi con conteras de caucho	
Dimensões totais do leito / Total bed dimensions / Dimensions générales du lit Dimensiones totales de lo lecho	1200x600mm	1400x600mm
Peso máximo paciente / Maximum patient weight Poids maximum patient / Peso máximo paciente	100kg	
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	715x1256x1504mm	715x1456x1504mm
Peso Líquido / Net Weight / Poids Net / Peso Neto	31kg	36kg
Peso Bruto / Gross Weight / Poids Brut / Peso Bruto	32,5kg	37,5kg
Volume Bruto / Gross Volume Volume Brut / Volumen Bruto	0,370m ³	0,370m ³