


| REF.  | 10.MA.1710  | 10.MA.1711   |
|---|---|--|
| Descrição / Description<br>Description / Descripción  | Maca p/ transporte de doentes c/ Carro pintada<br>Stretcher for transporting patients with painted trolley<br>Brancard pour le transport des patients avec chariot peint<br>Camilla para el transporte de pacientes con Carro pintado | Maca p/ transporte de doentes c/ Carro inox<br>Stretcher for transporting patients with stainless steel trolley<br>Brancard pour le transport des patients avec chariot inox<br>Camilla para el transporte de pacientes con Carro inox |
| Material Artigo / Material Article<br>Materiél Article / Material artículo                    | Estrutura em aço com acabamento epoxy / Structure in steel with epoxy finishing / Structure en acier avec finition epoxy / Estructura de acero con acabado epoxy  | Estrutura em aço inoxidável / Stainless steel structure<br>Structure en acier inoxydable / Estructura de acero inoxidable  |
| Dimensões Artigo / Dimensions Article<br>Article Dimensions / Dimensiones Artículo            | 2236x591x792mm  |  |
| Peso máximo paciente / Maximum patient weight<br>Poids maximum patient / Peso máximo paciente | 150kg   |  |
| Peso Líquido / Net Weight / Poids Net / Peso Neto   | 18kg  | 20kg   |
| Peso Bruto / Gross Weight / Poids Brut / Peso Bruto   | 20kg  | 22kg   |
| Volume Bruto / Gross Volume<br>Volume Brut / Volumen Bruto                                    | 0,585m <sup>3</sup>   |  |

| REF.  | 10.MA.1700   | 10.MA.1701  |
|---|--|---|
| Descrição / Description<br>Description / Descripción  | Maca (só leito) pintada / Stretcher (only bed) Painted<br>Brancard (seul lit) peint / Camilla (só lecho) pintada   | Maca (só leito) inox / Stretcher (only bed) stainless steel<br>Brancard (seul lit) inox / Camilla (só lecho) inox         |
| Material Artigo / Material Article<br>Materiél Article / Material artículo                    | Estrutura em aço com acabamento epoxy / Structure in steel with epoxy finishing / Structure en acier avec finition epoxy / Estructura de acero con acabado epoxy | Estrutura em aço inoxidável / Stainless steel structure<br>Structure en acier inoxydable / Estructura de acero inoxidable |
| Dimensões Artigo / Dimensions Article<br>Article Dimensions / Dimensiones Artículo            | 2236x585x208mm   |   |
| Peso máximo paciente / Maximum patient weight<br>Poids maximum patient / Peso máximo paciente | 150kg  |   |
| Peso Líquido / Net Weight / Poids Net / Peso Neto   | 9kg  |   |
| Peso Bruto / Gross Weight / Poids Brut / Peso Bruto   | 10kg   |   |
| Volume Bruto / Gross Volume<br>Volume Brut / Volumen Bruto                                    | 0,361m <sup>3</sup>  |   |

| REF.   | 10.CR.1580   | 10.CR.1581  |
|--|--|---|
| Descrição / Description<br>Description / Descripción                               | Carro p/ Maca pintado / Trolley for painted stretcher<br>Chariot pour Brancard peint / Carro para Camilla pintado  | Carro p/ Maca inox / Trolley for stretcher stainless steel<br>Chariot pour Brancard inox / Carro para Camilla inox        |
| Material Artigo / Material Article<br>Materiél Article / Material artículo         | Estrutura em aço com acabamento epoxy / Structure in steel with epoxy finishing / Structure en acier avec finition epoxy / Estructura de acero con acabado epoxy | Estrutura em aço inoxidável / Stainless steel structure<br>Structure en acier inoxydable / Estructura de acero inoxidable |
| Dimensões Artigo / Dimensions Article<br>Article Dimensions / Dimensiones Artículo | 1132x591x794mm   |   |
| Peso Líquido / Net Weight / Poids Net / Peso Neto                                  | 9kg  | 11kg  |
| Peso Bruto / Gross Weight / Poids Brut / Peso Bruto                                | 10kg   | 12kg  |
| Volume Bruto / Gross Volume<br>Volume Brut / Volumen Bruto                         | 0,585m <sup>3</sup>  |   |



| REF.  | 10.MA.1780   |
|---|--|
| Descrição / Description<br>Description / Descripción  | Maca de transporte de cadáveres / Corpses Trolley<br>Chariot pour cadavres / Carro cadáveres   |
| Material Artigo / Material Article<br>Materiél Article / Material artículo                    | Estrutura e grades em aço inoxidável / Stainless steel structure and side rails<br>Structure et barrières en acier inoxydable / Estructura y barandillas de acero inoxidable |
| Dimensões Artigo / Dimensions Article<br>Article Dimensions / Dimensiones Artículo            | 2000x600x800mm   |
| Peso máximo paciente / Maximum patient weight<br>Poids maximum patient / Peso máximo paciente | 150kg  |
| Peso Líquido / Net Weight<br>Poids Net / Peso Neto  | 20kg   |
| Peso Bruto / Gross Weight<br>Poids Brut / Peso Bruto  | 21kg   |
| Volume Bruto / Gross Volume<br>Volume Brut / Volumen Bruto                                    | 1m <sup>3</sup>  |