




REF.	10.ME.1816
Descrição / Description Description / Descripción	Mesa Cabeceira de Parede e Extensível elétrica / Wall and Extensible Beadside Table Table de chevet murale et extensible / Mesita de noche de pared y Extensible eléctrica
Material Artigo / Material Article Materiel Article / Material artículo	Estrutura em Melamina e frentes da gaveta estofadas / Melamine structure and upholstered drawer fronts / Structure en mélamine et façades de tiroirs rembourrées / Estructura en Melamina y frentes del cajón tapizados
Dimensões Artigo / Dimensions Article / Article Dimensions Dimensiones Artículo	610x510x700mm
Peso Líquido / Net Weight Poids Net / Peso Neto	12kg
Peso Bruto / Gross Weight Poids Brut / Peso Bruto	13kg
Volume Bruto / Gross Volume Volume Brut / Volumen Bruto	0,220m <sup>3</sup>

Imagem ilustrativa. Para selecionarem as cores, consultar o catálogo das napas e melaminas disponíveis / To select the colors, consult the catalog of upholstery and melamines available / Pour sélectionner les couleurs, consultez le catalogue des rembourrage et mélaminas disponibles / Para seleccionar los colores, consultar el catálogo de las tapicería y melaminas disponibles.



O movimento da articulação do plano das costas da cama está sincronizado com o movimento da mesa de cabeceira.  
The movement of the articulation of the back plane of the bed is synchronized with the movement of the bedside table.  
Le mouvement de l'articulation du fond du lit est synchronisé avec le mouvement de la table de chevet.  
El movimiento de la articulación del plano de la espalda de la cama se sincroniza con el movimiento de la mesita de noche.