



A cama acima apresentada é comercializada em separado pelos seguintes componentes: estrado, pés fixos e cabeceiras+guardas laterais / The bed shown above is commercialized separately by the following components: platform bed, fixed feet and headboards + side rails / Le lit ci-dessus est commercialisé séparément par les composants suivants: sommier lit, pieds fixes et têtes de lit + barrières Latérales / La cama arriba indicada se comercializa por separado por los siguientes componentes: somieres, cpies fixos y cabeceras + barandillas laterales

REF.	10.CM.6045	10.AC.1072	10.AC.1141
Descrição / Description Descripción / Descripción	Estrado Elétrico Tripartido Electric Tripartite Platform bed Sommier électrique tripartite Sommier Eléctrico Tripartito	Pés fixos com rodas Fixed feet with wheels Pieds fixes avec roues Pies fixos con ruedas	Conjunto Cabeceiras e Grades modelo Ondulado / Headboards and siderails set wavy model / Ensemble de Têtes de lit et barrières latérales modèle ondulé / Conjunto Cabeceras y barandillas modelo Ondulado
Material Artigo / Material Article Materiél Article / Material artículo	Estrutura em Aço acabamento Epoxy, réguas de madeira / Steel Structure Epoxy Finishing, Wooden Slats / Structure en acier finition époxy, lattes en bois / Estructura en Acero Acabado Epoxy, lamas de madera	Estrutura em Aço acabamento Epoxy Steel Structure Epoxy Finishing Structure en acier finition époxy Estructura en Acero Acabado Epoxy	Cabeceiras com painel em melamina e orla em madeira. Grades em MDF / Headboards with melamine panel and wooden edge. Siderails in MDF / Têtes de lit avec panneau en mé- lamine et bordures en bois. Barrières latérales en MDF / Cabeceros con panel en melamina y orla en madera. Barandillas en MDF
Dimensões totais do leito / Total bed dimensions / Dimensions générales du lit Dimensiones totales de lo lecho	1900x900mm		
Peso máximo paciente / Maximum patient weight / Poids maximum patient Peso máximo paciente	135kg		
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	1960x1020x500mm		
Peso Líquido / Net Weight Poids Net / Peso Neto	87kg		
Peso Bruto / Gross Weight Poids Brut / Peso Bruto	Total: 90kg Estrado / Platform Bed / Sommier / Somier: 44kg Pés / Feet / Pieds / Pies: 8kg Conjunto Cabeceiras / Headboard Set / Ensembles dossierers / Conjunto cabeceras: 23kg Grades / Siderails / Barrières Latérales / Barandillas: 15kg		
Volume Bruto / Gross Volume Volume Brut / Volumen Bruto	Total: 0,574m³ Estrado / Platform Bed / Sommier / Somier: 0,384m ³ Pés / Feet / Pieds / Pies: 0,024m ³ Conjunto Cabeceiras / Headboard Set / Ensembles dossierers / Conjunto cabeceras: 0,125m ³ Grades / Siderails / Barrières Latérales / Barandillas: 0,041m ³		