

FIDO



Adicionar texto abaixo: A cama acima apresentada é comercializada em separado pelos seguintes componentes: estrado, pés fixos e cabeceiras+guardas laterais / The bed shown above is commercialized separately by the following components: platform bed, fixed feet and headboards + side rails / Le lit ci-dessus est commercialisé séparément par les composants suivants: sommier lit, pieds fixes et têtes de lit + barrières Latérales / La cama arriba indicada se comercializa por separado por los siguientes componentes: somieres, cpies fixos y cabeceras + barandillas laterales

REF.	10.CM.6044	10.AC.1072	10.AC.1044.1
Descrição / Description Description / Descripción	Estrado Manual Tripartido Manual Tripartite Platform bed Sommier manuel tripartite Somier manual Tripartito	Pés fixos com rodas Fixed feet with wheels Pieds fixes avec roues Pies fixos con ruedas	Conjunto Cabeceiras e Grades Headboards and Siderails set Ensemble de Têtes de lit et barrières Latérales / Conjunto Cabeceros y Barandillas
Material Artigo / Material Article Materiél Article / Material artículo	Estrutura em Aço acabamento Epoxy, réguas de madeira / Steel Structure Epoxy Finishing, Wooden Slats / Structure en acier finition époxy, lattes en bois / Estructura en Acero Acabado Epoxy, lamas de madera	Estrutura em Aço acabamento Epoxy Steel Structure Epoxy Finishing Structure en acier finition époxy Estructura en Acero Acabado Epoxy	Cabeceiras com painel em melamina e aro em madeira. Grades em ma- deira / Headboards with melamine panel and wooden edge. Siderails in wood / Têtes de lit avec panneau en mélamine et bordures en bois. Barrières latérales en bois / Cabeceros con panel en melamina y orla en madera. Barandillas en madera
Dimensões totais do leito / Total bed dimensions / Dimensions générales du lit Dimensiones totales de lo lecho	1900x900mm		
Peso máximo paciente / Maximum patient weight / Poids maximum patient Peso máximo paciente	135kg		
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	1960x1020x500mm		
Peso Líquido / Net Weight Poids Net / Peso Neto	81kg		
Peso Bruto / Gross Weight Poids Brut / Peso Bruto	Total: 84kg Estrado / Platform Bed / Sommier / Somier: 44kg Pés / Feet / Pieds / Pies: 8kg Conjunto Cabeceiras / Headboard Set / Ensembles dossierets / Conjunto cabeceras: 17kg Grades / Siderails / Barrières Latérales / Barandillas: 15kg		
Volume Bruto / Gross Volume Volume Brut / Volumen Bruto	Total: 0,572m³ Estrado / Platform Bed / Sommier / Somier: 0,384m ³ Pés / Feet / Pieds / Pies: 0,024m ³ Conjunto Cabeceiras / Headboard Set / Ensembles dossierets / Conjunto cabeceras: 0,125m ³ Grades / Siderails / Barrières Latérales / Barandillas: 0,039m ³		