



Imagem ilustrativa. Para selecionarem as cores dos artigos, consultar o catálogo das cores disponíveis para estofos e estrutura  
To select the colors of the articles, consult the color catalog available for upholstery and structure  
Pour sélectionner la couleur des articles, consulter le catalogue de couleurs disponibles pour le rembourrage et la structure  
Para seleccionar los colores de los artículos, consultar el catálogo de los colores disponibles para tapicería y estructura

REF.	10.DV.1674	10.DV.1673
Descrição / Description Description / Descripción	Divã/Marquesa Ginecológica Elétrica / Electric Gynecological Bed table / Table Gynécologique Électrique / Mesa Ginecológica Eléctrica	Divã/Marquesa Ginecológica Hidráulica / Hidraulic Gynecological Bed table / Table Gynécologique Hydraulique / Mesa Ginecológica Hidraulica
Material Artigo / Material Article Materiel Article / Material artículo	Estrutura em Aço acabamento em epoxy, Estofos em espuma e acabamento a pele sintética Steel Structure Epoxy Finishing, Foam Wadding and Synthetic Leather Structure d'acier finition epoxy, Housse en similicuir Estructura en Acero acabado en epoxy, Tapizado de espuma y acabado de piel sintética	
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	1850x600x540-850mm	1850x600x635-945mm
Peso máximo paciente / Maximum patient weight / Poids maximum patient Peso máximo paciente	170kg	
Peso Líquido / Net Weight Poids Net / Peso Neto	61kg	
Peso Bruto / Gross Weight Poids Brut / Peso Bruto	62kg	
Volume Bruto / Gross Volume Volume Brut / Volumen Bruto	0,865m <sup>3</sup>	1m <sup>3</sup>



Imagem ilustrativa. Para selecionarem as cores dos artigos, consultar o catálogo das cores disponíveis para estofos e estrutura / To select the colors of the articles, consult the color catalog available for upholstery and structure / Pour sélectionner la couleur des articles, consulter le catalogue de couleurs disponibles pour le rembourrage et la structure / Para seleccionar los colores de los artículos, consultar el catálogo de los colores disponibles para tapicería y estructura



REF.	10.DV.1672
Descrição / Description Description / Descripción	Divã/Marquesa Ginecológica Multíusos / Multifunctions Gynecological Bed table Table Gynécologique Multifonction / Mesa Ginecológica Eléctrica Multifunción
Material Artigo / Material Article Materiel Article / Material artículo	Estrutura em Aço acabamento em epoxy, Estofos em espuma e acabamento a pele sintética Steel Structure Epoxy Finishing, Foam Wadding and Synthetic Leather Structure d'acier finition epoxy, Housse en similicuir Estructura en Acero acabado en epoxy, Tapizado de espuma y acabado de piel sintética
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	1700x610x850mm
Peso máximo paciente / Maximum patient weight / Poids maximum patient Peso máximo paciente	170kg
Peso Líquido / Net Weight Poids Net / Peso Neto	87kg
Peso Bruto / Gross Weight Poids Brut / Peso Bruto	89kg
Volume Bruto / Gross Volume Volume Brut / Volumen Bruto	0,800m <sup>3</sup>