

Imagem ilustrativa. Para selecionarem as cores dos artigos, consultar o catálogo das cores disponíveis para estofa e estrutura / To select the colors of the articles, consult the color catalog available for upholstery and structure / Pour sélectionner la couleur des articles, consulter le catalogue de couleurs disponibles pour le rembourrage et la structure / Para seleccionar los colores de los artículos, consultar el catálogo de los colores disponibles para tapicería y estructura

REF.	10.CD.1386
Descrição / Description Description / Descripción	Cadeira de Podologia Elétrica c/ função Trendelemburg Electric Podology Chair with trendelemburg function Fauteuil Électrique Podologie avec fonction Trendelemburg Sillón Eléctrico de Podologia con función Trendelemburg
Material Artigo / Material Article Materiél Article / Material artículo	Estrutura em Aço acabamento em epoxy, Estofa em espuma e acabamento a pele sintética Steel Structure Epoxy Finishing, Foam Wadding and Synthetic Leather Structure d'acier finition epoxy, Housse en similicuir Estructura en Acero acabado en epoxy, Tapizado de espuma y acabado de piel sintética
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	1850x651x600-965mm
Peso máximo paciente / Maximum patient weight / Poids maximum patient Peso máximo paciente	170kg
Peso Líquido / Net Weight Poids Net / Peso Neto	56kg
Peso Bruto / Gross Weight Poids Brut / Peso Bruto	57kg
Volume Bruto / Gross Volume Volume Brut / Volumen Bruto	0,750m ³




Imagem ilustrativa. Para selecionarem as cores dos artigos, consultar o catálogo das cores disponíveis para estofa e estrutura / To select the colors of the articles, consult the color catalog available for upholstery and structure / Pour sélectionner la couleur des articles, consulter le catalogue de couleurs disponibles pour le rembourrage et la structure / Para seleccionar los colores de los artículos, consultar el catálogo de los colores disponibles para tapicería y estructura

REF.	10.CD.1385
Descrição / Description Description / Descripción	Cadeira de Podologia Elétrica s/ função Trendelemburg Electric Podology Chair without trendelemburg function Fauteuil Électrique Podologie sans fonction Trendelemburg Sillón Eléctrico de Podologia sin función Trendelemburg
Material Artigo / Material Article Materiél Article / Material artículo	Estrutura em Aço acabamento em epoxy, Estofa em espuma e acabamento a pele sintética Steel Structure Epoxy Finishing, Foam Wadding and Synthetic Leather Structure d'acier finition epoxy, Housse en similicuir Estructura en Acero acabado en epoxy, Tapizado de espuma y acabado de piel sintética
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	1850x651x600-965mm
Peso máximo paciente Maximum patient weight Poids maximum patient Peso máximo paciente	170kg
Peso Líquido / Net Weight Poids Net / Peso Neto	56kg
Peso Bruto / Gross Weight Poids Brut / Peso Bruto	57kg
Volume Bruto / Gross Volume Volume Brut / Volumen Bruto	0,750m ³