

Imagem ilustrativa. Para selecionarem as cores dos artigos, consultar o catálogo das cores disponíveis para estofa e estrutura / To select the colors of the articles, consult the color catalog available for upholstery and structure / Pour sélectionner la couleur des articles, consulter le catalogue de couleurs disponibles pour le rembourrage et la structure / Para seleccionar los colores de los artículos, consultar el catálogo de los colores disponibles para tapicería y estructura

REF.	10.DV.1600	10.DV.1605	10.DV.1635	10.DV.1636
Descrição / Description Description / Descripción	Diva Observação s/orifício facial / Examination Couch without Breathing hole / Table D'Examen sans trou de respiration / Mesa de Reconocimiento sin orifio facial	Diva Observação c/orifício facial / Examination Couch with Breathing hole / Table D'Examen avec trou de respiration / Mesa de Reconocimiento con orifio facial	Diva Observação s/orifício facial / Examination Couch without Breathing hole / Table D'Examen sans trou de respiration / Mesa de Reconocimiento sin orifio facial	Diva Observação c/orifício facial / Examination Couch with Breathing hole / Table D'Examen avec trou de respiration / Mesa de Reconocimiento con orifio facial
Material Artigo Material Article Materiel Article Material artículo	Estrutura em Aço acabamento em epoxy, Estofa em espuma e acabamento a pele sintética Steel Structure Epoxy Finishing, Foam Wadding and Synthetic Leather Structure d'acier finition epoxy, Housse en similicuir Estructura en Acero acabado en epoxy, Tapizado de espuma y acabado de piel sintética			
Dimensões Artigo Dimensions Article Article Dimensions Dimensiones Artículo	1850x600x600mm		1850x600x750mm	
Peso máximo paciente Maximum patient weight Poids maximum patient Peso máximo paciente	130kg			
Peso Líquido / Net Weight Poids Net / Peso Neto	24kg		29,6kg	
Peso Bruto / Gross Weight Poids Brut / Peso Bruto	25kg		30,0kg	
Volume Bruto / Gross Volume / Volume Brut Volumen Bruto	0,719m <sup>3</sup>		0,881m <sup>3</sup>	





Imagem ilustrativa. Para selecionarem as cores dos artigos, consultar o catálogo das cores disponíveis para estofa e estrutura / To select the colors of the articles, consult the color catalog available for upholstery and structure / Pour sélectionner la couleur des articles, consulter le catalogue de couleurs disponibles pour le rembourrage et la structure / Para seleccionar los colores de los artículos, consultar el catálogo de los colores disponibles para tapicería y estructura

REF.	10.DV.1611	10.DV.1612	10.DV.1637	10.DV.1638
Descrição / Description Description / Descripción	Diva Observação s/orifício facial / Examination Couch without Breathing hole / Table D'Examen sans trou de respiration / Mesa de Reconocimiento sin orifio facial	Diva Observação c/orifício facial / Examination Couch with Breathing hole / Table D'Examen avec trou de respiration / Mesa de Reconocimiento con orifio facial	Diva Observação s/orifício facial / Examination Couch without Breathing hole / Table D'Examen sans trou de respiration / Mesa de Reconocimiento sin orifio facial	Diva Observação c/orifício facial / Examination Couch with Breathing hole / Table D'Examen avec trou de respiration / Mesa de Reconocimiento con orifio facial
Material Artigo Material Article Materiel Article Material artículo	Estrutura em Aço Inoxidável, Estofa em espuma e acabamento a pele sintética Stainless Steel Structure, Foam Wadding and Synthetic Leather Structure d'acier inoxydable, Housse en similicuir Estructura en Acero inoxidable, Tapizado de espuma y acabado de piel sintética			
Dimensões Artigo Dimensions Article Article Dimensions Dimensiones Artículo	1850x600x600mm		1850x600x750mm	
Peso máximo paciente Maximum patient weight Poids maximum patient Peso máximo paciente	130kg			
Peso Líquido / Net Weight Poids Net / Peso Neto	24kg		25kg	
Peso Bruto / Gross Weight Poids Brut / Peso Bruto	25kg		26kg	
Volume Bruto / Gross Volume / Volume Brut Volumen Bruto	0,719m <sup>3</sup>		0,881m <sup>3</sup>	