

Imagem ilustrativa. Para selecionarem as cores dos artigos, consultar o catálogo das cores disponíveis para estofa e estrutura / To select the colors of the articles, consult the color catalog available for upholstery and structure / Pour sélectionner la couleur des articles, consulter le catalogue de couleurs disponibles pour le rembourrage et la structure / Para seleccionar los colores de los artículos, consultar el catálogo de los colores disponibles para tapicería y estructura

REF.	10.DV.1640	10.DV.1641
Descrição / Description Description / Descripción	Diva Observação Pediátrico / Pediatric Examination Couch Table D'Examen Pédiatrique / Mesa de Reconocimiento Pediatrico	
Material Artigo Material Article Materiel Article Material artículo	Estrutura em Aço acabamento em epoxy, Estofa em espuma e acabamento a pele sintética / Steel Structure Epoxy Finishing, Foam Wadding and Synthetic Leather / Structure d'acier finition époxy, Housse en similicuir / Estructura en Acero acabado en epoxy, Tapizado de espuma y acabado de piel sintética	Estrutura em Aço Inoxidável, Estofa em espuma e acabamento a pele sintética / Stainless Steel Structure, Foam Wadding and Synthetic Leather / Structure d'acier inoxydable, Housse en similicuir / Estructura en Acero inoxidable, Tapizado de espuma y acabado de piel sintética
Dimensões Artigo Dimensions Article Article Dimensions Dimensiones Artículo	1200x550x900mm	
Peso máximo paciente Maximum patient weight Poids maximum patient Peso máximo paciente	90kg	
Peso Líquido / Net Weight Poids Net / Peso Neto	18,2kg	
Peso Bruto / Gross Weight Poids Brut / Peso Bruto	19,0kg	
Volume Bruto / Gross Volume Volume / Volume Brut Volumen Bruto	0,656m ³	




Imagem ilustrativa. Para selecionarem as cores dos artigos, consultar o catálogo das cores disponíveis para estofa e estrutura / To select the colors of the articles, consult the color catalog available for upholstery and structure / Pour sélectionner la couleur des articles, consulter le catalogue de couleurs disponibles pour le rembourrage et la structure / Para seleccionar los colores de los artículos, consultar el catálogo de los colores disponibles para tapicería y estructura

REF.	10.DV.1650	10.DV.1652	10.DV.1651	10.DV.1653
Descrição / Description Description / Descripción	Diva Observação s/orifício facial Tripartido / Examination Couch without Breathing hole with 3 sections / Table D'Examen sans trou de respiration Tripartite / Mesa de Reconocimiento sin orifício facial 3 planos	Diva Observação c/orifício facial Tripartido / Examination Couch with Breathing hole with 3 sections / Table D'Examen avec trou de respiration Tripartite / Mesa de Reconocimiento con orifício facial 3 planos	Diva Observação s/orifício facial Tripartido / Examination Couch without Breathing hole with 3 sections / Table D'Examen sans trou de respiration Tripartite / Mesa de Reconocimiento sin orifício facial 3 planos	Diva Observação c/orifício facial Tripartido / Examination Couch with Breathing hole with 3 sections / Table D'Examen avec trou de respiration Tripartite / Mesa de Reconocimiento con orifício facial 3 planos
Material Artigo Material Article Materiel Article Material artículo	Estrutura em Aço acabamento em epoxy, Estofa em espuma e acabamento a pele sintética / Steel Structure Epoxy Finishing, Foam Wadding and Synthetic Leather / Structure d'acier finition époxy, Housse en similicuir / Estructura en Acero acabado en epoxy, Tapizado de espuma y acabado de piel sintética		Estrutura em Aço Inoxidável, Estofa em espuma e acabamento a pele sintética / Stainless Steel Structure, Foam Wadding and Synthetic Leather / Structure d'acier inoxydable, Housse en similicuir / Estructura en Acero inoxidable, Tapizado de espuma y acabado de piel sintética	
Dimensões Artigo Dimensions Article Article Dimensions Dimensiones Artículo	1850x600x800mm			
Peso máximo paciente Maximum patient weight Poids maximum patient Peso máximo paciente	130kg			
Peso Líquido / Net Weight Poids Net / Peso Neto	25kg		26kg	
Peso Bruto / Gross Weight Poids Brut / Peso Bruto	26kg		27kg	
Volume Bruto / Gross Volume Volume / Volume Brut Volumen Bruto	0,710m ³			